

# **ARDEX CW**

# Reinigungstücher

- Extrem reißfeste, vielfältig einsetzbare, widerstandsfähige und fusselarme Viskosevliestücher mit Textilcharakter
- Mit schonender, kraftvollen Reinigungssubstanz getränkt
- Zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxydharzrückständen auf Werkzeugen und Belägen
- Schnell trocknend ohne Rückstände, angenehmer frischer Duft
- Im wiederverschließbaren Spendereimer



### Anwendungsbereich:

Feuchte Reinigungstücher zur schonenden Entfernung von Epoxydharzrückständen und Klebstoffrückständen auf glatten Belägen, sowie für die gründliche Reinigung von Werkzeugen und Maschinen. Geeignet u.a. zur Entfernung / Reinigung von:

- 2-K PU-, 1-K PU-, SMP- und Epoxidharzklebstoff-Rückständen im frischen Zustand auf Belägen wie z. B. Parkett und Keramik
- Dispersionsklebstoff-Rückständen im frischen Zustand von Nutzbelägen wie z. B. PVC-Belägen
- Klebstoffrückständen der genannten Klebstoffe von Werkzeugen, Maschinen u. ä.
- Zementäre Rückstände z. B. Zementschleier auf keramischen Belägen
- Verunreinigungen durch Fett, Öl, Teer, Graphit, Wachs etc.

# Verarbeitung:

Verschlusskappe des Spendereimers öffnen, Tuch bis zur Perforierung herausziehen und abreißen. Klebstoffrückstände oder Verschmutzungen mit den Reinigungstüchern betupfen ggf. einwirken lassen, danach abreiben. Falls erforderlich Vorgang wiederholen. Verschlusskappe wieder sorgfältig verschließen.

## Hinweis:

Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung EG 648/2004: Konservierungsmittel, nichtionische Tenside, (R)-p-Mentha-1,8-dien < 5%.

### **Entsorgung:**

Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/ internationalen Vorschriften entsorgen.

# Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Materialart:	Tücher: 70% Viskose, 30% Polyester mit schonender Reinigungssubstanz getränkt
pH-Wert:	ca. 5 in Flüssig-Konzentrat
Dichte:	ca. 1,01 kg/L Flüssigkeit
Kennzeichnung nach GHS/CLP:	keine
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:	keine
Abpackung:	Kunststoff-Eimer mit 72 Tüchern Inhalt 6 Eimer im Karton
Lagerung:	kühl, aber frostsicher lagern, ange- brochene Gebinde gut verschließen
Lagerzeit:	ca. 24 Monate im originalverschlos- senen Gebinde lagerfähig.

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel · +49 (0) 23 02/664-0

Tel.: +49 (0) 23 02/664-0 Fax: +49 (0) 23 02/664-240 kundendienst@ardex.de

www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem QM/UM-System nach DIN EN ISO 9001/14001